




Varenummer 228182

Kanyleboks, Uson, 5x5x9cm, 100 ml, gul, transparent med gult låg

Produktbeskrivelse

USON kanylebeholder er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejeinstitutioner. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af risikoaffald, som feks. sprøjter, kanyler, insulinåle, skalpelblade mm. Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Der er differentierede åbninger i låget der guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter og kanyler mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Farve	Gul
Features	Transparent med gult låg
Materiale	PP
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Højde	9 cm
Vægt, netto	17 g
Vægt, brutto	17 g
Rumindhold, brutto	100 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	31.2 cm	23.7 cm	26 cm	
stk	1 stk				