



Varenummer 228193

Øresug, Mediplast, grøn, PP/rustfrit stål, bøjet vinkel, rustfri stål, steril, 2x80 mm, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med kirurgiske indgreb og undersøgelser i øret. Den bøjede vinkel er specielt udformet for at lette undersøgelser og indgreb via mikroskop. Med lynkobling, hvilket muliggør skiftning til metalsug under pågående undersøgelse/indgreb.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øresug
Varemærke	Mediplast
Farve	Grøn
Features	Bøjet vinkel, rustfri stål, steril, 2x80 mm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	60 stk	15.5 cm	10 cm	13 cm	7395502053535
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE