




Varenummer 228214

**Infusionssæt, Codan Deha, 210 cm
slange, uden udluftning, med 3-vejs
hane, steril**



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med infusion. Infusionssæt med udluftning benyttes til glasflasker og uden udluftning til plastposer. Sæt med udluftning er forsynet med en lukkeanordning, hvilket gør at disse sæt kan benytte til både glasflasker og plastikposer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Infusionssæt
Varemærke	Codan Deha
Features	210 cm slange, uden udluftning, med 3-vejs hane, steril
Materiale	ABS, MABS, PA, PC, PE, PP, TEHTM
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	39 cm	25.5 cm	43.5 cm	4055698024810
pk	10 stk	24 cm	20 cm	10 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt