

Varenummer 228228

Quincke spinalkanyle, BD, lyserød, 18G,  
1,2x90mm, steril

CE

STERILE

## Specifikationer

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                    | Quincke spinalkanyle                                                                     |
| Varemærke                            | BD                                                                                       |
| Sekundær farve                       | Lyserød                                                                                  |
| Features                             | 1,2x90mm, steril                                                                         |
| Størrelse på injektionssprøjtekanyle | 18G                                                                                      |
| Certifikater                         | CE                                                                                       |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)         | Klasse III                                                                               |
| Direktiver, lovgivning og regler     | 93/42/EEC                                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner             | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                             |
| Bortskaffelse af produkt             | Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. |
| Bortskaffelse af emballage           | Kan genbruges eller forbrændes.                                                          |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|--------|---------|----------------|
| kll   | 200 stk    | 27.2 cm | 14 cm  | 16.2 cm |                |
| pk    | 25 stk     | 15.6 cm | 6.6 cm | 6.6 cm  | 50382904052480 |
| stk   | 1 stk      |         |        |         | 30382904052486 |

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt