

BD™ spinalkanyle (Quincke-slibning)



- Optimal Quincke-slibning for minimalt hul i dura mater
- Specialudformet mandrin, der minimerer risikoen for "biopsi-effekt" under indføringen
- Glatte, spinalkanyler uden siliconebelægning til smidig penetration uden risiko for at få silicone ind i spinalvæsken
- Ergonomisk udformet, transparent ansats for behagelig følelse og hurtig identifikation af spinalvæsken
- Komplet, farvekodet sortiment fra 18G til 27G



BD spinalkanyler

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
27G x 3 1/2	0,40 x 90	grå	25/200	405259
26G x 3 1/2	0,45 x 90	brun	25/200	405258
25G x 3	0,50 x 75	orange	25/200	405246
25G x 3 1/2	0,50 x 90	orange	25/200	405257
23G x 3 1/2	0,60 x 90	grøn	25/200	405240
22G x 1 1/2	0,70 x 38	sort	25/200	405254
22G x 2 1/2	0,70 x 65	sort	25/200	405244
22G x 3	0,70 x 75	sort	25/200	405255
22G x 3 1/2	0,70 x 90	sort	25/200	405256
20G x 1 1/2	0,90 x 38	gul	25/200	405251
20G x 3	0,90 x 75	gul	25/200	405252
20G x 3 1/2	0,90 x 90	gul	25/200	405253
19G x 3	1,10 x 75	creme	25/200	405249
19G x 3 1/2	1,10 x 90	creme	25/200	405250
18G x 3	1,20 x 75	lyserød	25/200	405247
18G x 3 1/2	1,20 x 90	lyserød	25/200	405248

Introducer

22G x 1 1/4 (passer til 27G...29G)	0,70 x 32	transparent	25/200	405261
20G x 1 1/4 (passer til 25G...26G)	0,90 x 32	transparent	25/200	405260

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Ansats: polypropylen
Lim: epoxyresin

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyethylen
Tyvek-laminat
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse III)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com