

Varenummer 228229

Skalpvenekanyle, BD Valu-set, sort, 22G, 0,7 x 19mm, 30cm slange, steril

Produktbeskrivelse

BD Vacutainer Valu-Set Skalpvenekanyle er monteret med en 30 cm lang slange som gør det muligt, at have aseptisk arbejdssted væk fra indstiksstedet, hvilket mindsker risiko for tromboflebitter og sepsis. Nålen påvirkes ikke af slangens bevægelser og risiko for knæk på slangen er minimal. De fleksible vinger giver et godt greb og en god fiksering. På vingerne er nålens diameter markeret. Valu-Set skalpvenekanyle er godkendt op til 2 timers liggetid.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skalpvenekanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Valu-set
Farve	Sort
Features	0,7 x 19mm, 30cm slange, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	22G
Materiale	Rustfrit stål, PP, PVC
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 pk	61 cm	35.5 cm	39 cm	
pk	100 stk	30 cm	17 cm	7 cm	



Produktet er sterilt