



Varenummer 228241

Øresug, Mediplast, hvid, PP/rustfrit stål, bøjet vinkel, rustfri stål, steril, 1,4x70 mm, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med kirurgiske indgreb og undersøgelser i øret. Den bøjede vinkel er specielt udformet for at lette undersøgelser og indgreb via mikroskop. Med lynkobling, hvilket muliggør skiftning til metalsug under pågående undersøgelse/indgreb.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øresug
Varemærke	Mediplast
Farve	Hvid
Features	Bøjet vinkel, rustfri stål, steril, 1,4x70 mm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP, rustfrit stål
Ingredienser/sammensætning	PE, PP
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1800 stk	51.6 cm	38.8 cm	57 cm	
pk	60 stk	25.8 cm	15.5 cm	9.5 cm	7395502053467
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.