



Varenummer 228252

Infusionssæt, 210 cm, med udluftning, steril

- ✓ Til glasflaskeruden
- ✓ Udluftning til plastposer



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med infusion. Infusionssæt uden udluftning anvendes til plastposer. Sæt med udluftning er forsynet med en lukkeanordning, hvilket gør at disse sæt kan benyttes både til glasflasker og plastikposer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Infusionssæt
Features	210 cm, med udluftning, steril
Materiale	PVC
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	38.5 cm	25.5 cm	43 cm	4055698001521
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.