




Varenummer 228257

Overføringskanyle, Steritex, hvid, med to lukkespikes, luft- og væskekanaler med store diameter, beskyttelseskappe

Produktbeskrivelse

Til genfortyndning af tørre substanser i et sterilt, lukket system. Beskytter den forberedte medicin mod forurening og tillader øjeblikkelig tilførsel i kombination med engangssprøjter eller tilførselssæt. De to lukkespikes specielle design sikrer enkel gennembrydning af små og store beholderlåg. Lav placering af væskeindtag forebygger unødvendigt tab af væske. Den store, indvendige diameter af både luft- og væskekanaler sikrer fremragende strømningsrater. Beskyttelseskappen bevarer steriliteten i transfersættet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Overføringskanyle
Varemærke	Steritex
Farve	Hvid
Features	Med to lukkespikes, luft- og væskekanaler med store diameter, beskyttelseskappe
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	57 cm	38.5 cm	28.5 cm	4055698005154
pk	25 stk	18.5 cm	13.5 cm	13.5 cm	4055698005147
stk	1 stk				