


TRANSFER SET



1. Til genfortyndning af tørre substanser i et sterilt, lukket system. Beskytter den forberedte medicin mod forurening og tillader øjeblikkelig tilførsel i kombination med engangssprøjter eller tilførselssæt. De to lukkespikes specielle design sikrer enkel gennembrydning af små og store beholderlåg. Lav placering af væskeindtag forebygger unødvendigt tab af væske. Den store, indvendige diameter af både luft- og væskekanaler sikrer fremragende strømningsrater. Beskyttelseskappen bevarer steriliteten i TRANSFER SET.

Følg brugsanvisningen fra lægemiddelproducenten og den faktiske SPC (Summary of Product Characteristics).

Almindelige hygiejneforanstaltninger og arbejdsmetoder skal følges på alle tidspunkter.

Ret til ændringer uden forudgående varsel!

REF	Produktbeskrivelse	paknings størrelse	GTIN
25.5300	STERITEX® TRANSFER SET	50 600 14400	