



Varenummer 228304

Staserem, BD Vacutainer Stretch, blå, latex-fri



Produktbeskrivelse

Anvendes til opstasning af vener og arterier. BD Vacutainer Stretch er det idelle produkt til den som ønsker at eliminere latex produkter. Ved at bruge denne engangs staserem undgår man allergiske reaktioner og risikoen for krydssmitte. Udviklet til engangsbrug, tages ud af pakken og rives af i perforeringen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Staserem
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer Stretch
Farve	Blå
Features	Latex-fri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Gummi
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	500 stk	23.5 cm	24 cm	18 cm	50382903671989
boks	25 stk	11 cm	11 cm	3 cm	30382903671985
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.