



Varenummer 228311

**Taburet, Score Medical 6101 high, sort, skai, rundt sæde, højde 55 - 74 cm**

## Produktbeskrivelse

Kvalitets taburet med aluminiumsstel og sæde i sort skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder som betjenes med ringen som når hele vejen rundt under sædet. Højden er justerbar i intervallet 55-74 cm, og passer til en arbejdshøjde på 80-100 cm. Rundt sæde med Ø 40 cm. Hjulbase Ø 54 cm, med automatisk bremse, når hjulene ikke er vægtpåvirket.

## Specifikationer

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse             | Taburet                         |
| Varemærke                     | Score                           |
| Vareserie                     | Medical 6101 high               |
| Farve                         | Sort                            |
| Features                      | Rundt sæde, højde 55 - 74 cm    |
| Materiale                     | Skai                            |
| Diameter                      | 40 cm                           |
| Produkt- eller teststandarder | NEN EN-1335                     |
| Bortskaffelse af produkt      | Afleveres på miljøstation.      |
| Bortskaffelse af emballage    | Kan genbruges eller forbrændes. |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|-----|
| kll   | 1 stk      | 65.5 cm | 64.4 cm | 21.2 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |     |