



Varenummer 228314

Taburet, Score Medical Amazone 6500 high, sort, skai

Produktbeskrivelse

Stabil taburet med aluminiumsstel og sæde i sort sømløs skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder. Højden er justerbar i intervallet 63-88 cm, og passer til en arbejshøjde på 90-100 cm. Sædestørrelsen er smalt B 34 x D 30, og med tippefunktion. Hjulbasen er alu. Ø 54 cm, med 5 hjul for øget sikkerhed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Varemærke	Score
Vareserie	Medical Amazone 6500 high
Farve	Sort
Features	Med tippefunktion, ingen synlige søm, smalt sæde, 63-88 cm.
Materiale	Skai
Længde/dybde	30 cm
Bredde	34 cm
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	57.1 cm	52.4 cm	28.1 cm	
stk	1 stk				