



Varenummer 228315

Taburet, Score Medical Jumper 6400 low, sort, skai

Produktbeskrivelse

Stabil taburet med aluminiumsstel og sæde i sort sømløs skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder. Højden er justerbar i intervallet 59-77 cm, og passer til en arbejds højde på 80-90 cm. Sædestørrelsen er B44 x D30. Hjulbasen er Alu. Ø54 cm, med 5 hjul for øget sikkerhed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Varemærke	Score
Vareserie	Medical Jumper 6400 low
Farve	Sort
Features	Uden tippefunktion, ingen synlige søm, 57-76 cm, < 155 cm
Materiale	Skai
Længde/dybde	30 cm
Bredde	44 cm
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	59 cm	48.8 cm	29 cm	
stk	1 stk				