



Varenummer 228316

Taburet, Score Medical Jumper 6400 high, 30x44cm, sort, med tippefunktion, ingen synlige søm, bredt sæde, 63-88 cm.

Produktbeskrivelse

Stabil taburet med aluminiumsstel og sæde i sømløs skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder. Højden er justerbar i intervallet 63-88 cm, og passer til en arbejds højde på 90-100 cm. Sædestørrelsen er B44 x D30, og med tippefunktion. Hjulbasen er Alu. Ø54 cm, med 5 hjul for øget sikkerhed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Varemærke	Score
Vareserie	Medical Jumper 6400 high
Farve	Sort
Features	Med tippefunktion, ingen synlige søm, bredt sæde, 63-88 cm.
Materiale	Skai
Længde/dybde	30 cm
Bredde	44 cm
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	57.4 cm	55.1 cm	28.6 cm	
stk	1 stk				