



Varenummer 228317

**Blodprøvetagningsstol, Score Vena, sort,
2 armlæn, H44-57 cm, max 120 kg, med
rotation**

Produktbeskrivelse

Stabil blodprøvetagningsstol/undersøgelsesstol med aluminiumsstel og sæde i sort skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder. Aftagelige armlæn på kugleleje som kan vinkles i alle retninger. Højdeindstillelig ryg. Stabilt stel med 5 fødder for større sikkerhed ved blodprøvetagning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsstol
Varemærke	Score
Vareserie	Vena
Farve	Sort
Features	2 armlæn, H44-57 cm, max 120 kg, med rotation
Materiale	Skai
Inkluderet tilbehør	Med drejefunktion
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	67 cm	64.5 cm	30 cm	
stk	1 stk				