



Varenummer 228317

**Blodprøvetagningsstol, Score Vena, sort,  
2 armlæn, H44-57 cm, max 120 kg, med  
rotation**

## Produktbeskrivelse

Stabil blodprøvetagningsstol/undersøgelsesstol med aluminiumsstel og sæde i sort skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder. Aftagelige armlæn på kugleleje som kan vinkles i alle retninger. Højdeindstillelig ryg. Stabilt stel med 5 fødder for større sikkerhed ved blodprøvetagning.

## Specifikationer

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Blodprøvetagningsstol                         |
| Varemærke                        | Score                                         |
| Vareserie                        | Vena                                          |
| Farve                            | Sort                                          |
| Features                         | 2 armlæn, H44-57 cm, max 120 kg, med rotation |
| Materiale                        | Skai                                          |
| Inkluderet tilbehør              | Med drejefunktion                             |
| Produkt- eller teststandarder    | NEN EN-1335                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                                 |
| Bortskaffelse af produkt         | Aflleveres på miljøstation.                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.             |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|-------|-----|
| kll   | 1 stk      | 67 cm  | 64.5 cm | 30 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |         |       |     |