



Varenummer 228323

**Taburet, Score Medical 6100 low, sort, skai, rundt sæde, højde 44 - 54 cm**

## Produktbeskrivelse

Kvalitets taburet med aluminiumsstel og sæde i skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder, som betjenes med ringen som når hele vejen rundt under sædet. Højden er justerbar i intervallet 44 - 54 cm, og passer til en arbejds højde på 65-80 cm. Rundt sæde Ø 40 Cm. Hjulbase Ø54 cm, med automatisk bremse, når hjulene ikke er vægtpåvirket

## Specifikationer

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse             | Taburet                         |
| Varemærke                     | Score                           |
| Vareserie                     | Medical 6100 low                |
| Farve                         | Sort                            |
| Features                      | Rundt sæde, højde 44 - 54 cm    |
| Materiale                     | Skai                            |
| Længde/dybde                  | 30 cm                           |
| Bredde                        | 44 cm                           |
| Diameter                      | 40 cm                           |
| Produkt- eller teststandarder | NEN EN-1335                     |
| Bortskaffelse af produkt      | Afleveres på miljøstation.      |
| Bortskaffelse af emballage    | Kan genbruges eller forbrændes. |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|-----|
| kll   | 1 stk      | 68 cm  | 47 cm  | 24.5 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |         |     |