



Varenummer 228324

**Taburet, Score Medical 6100 low,
30x44cm, Ø40cm, sort, rundt sæde,
højde 48 - 61 cm**

Produktbeskrivelse

Kvalitets taburet med aluminiumsstel og sæde i sort skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder, som betjenes med ringen som når hele vejen rundt under sædet. Højden er justerbar i intervallet 48 - 61 cm, og passer til en arbejdshøjde på 70-85 cm. Rundt sæde Ø 40 cm. Hjulbase Ø54 cm, med automatisk bremse, når hjulene ikke er vægtpåvirket.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Varemærke	Score
Vareserie	Medical 6100 low
Farve	Sort
Features	Rundt sæde, højde 48 - 61 cm
Materiale	Skai
Længde/dybde	30 cm
Bredde	44 cm
Diameter	40 cm
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	68 cm	47 cm	24.5 cm	
stk	1 stk				