



Varenummer 228326

**Taburet, Score Medical jumper
6400 standard, 30x44cm, sort, med
tippefunktion, ingen synlige søm, bredt
sæde, H57-76 cm**

Produktbeskrivelse

Stabil taburet med aluminiumsstel og sæde i sort sømløs skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder. Højden er justerbar i intervallet 59-77 cm, og passer til en arbejds højde på 80-90 cm. Sædestørrelsen er B44 x D30. Hjulbasen er Alu. Ø54 cm, med 5 hjul for øget sikkerhed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Varemærke	Score
Vareserie	Medical jumper 6400 standard
Farve	Sort
Features	Med tippefunktion, ingen synlige søm, bredt sæde, H57-76 cm
Materiale	Skai
Længde/dybde	30 cm
Bredde	44 cm
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	58 cm	52 cm	28 cm	
stk	1 stk				