



Varenummer 228341

Staserem, 54x2,3cm, flerfarvet, med 'quick-release', autoklaverbar, latexfri

✓ Til opstasing af vener og arterier



Produktbeskrivelse

Anvendes til opstasing af vener og arterier.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Staserem
Farve	Flerfarvet
Features	Med 'quick-release', autoklaverbar, latexfri
Længde/dybde	54 cm
Bredde	2.3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan tåle behandling i autoklave maksimalt 121 °C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	60 stk	40 cm	16.2 cm	14 cm	50382903672184
pk	6 stk	12.4 cm	7.8 cm	7 cm	30382903672180
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.