



Varenummer 228342

**Sutur, Vicryl, 70cm, 2-0, FS-1 nål, ufarvet, multifil resorberbar, V443H, steril**



## Produktbeskrivelse

Vicryl er en syntetisk (polyglactin 910) resorberbar sutur. Flettet og coated for nemmere håndtering og bedre knudestabilitet. Den oprindelige trækstyrke er ca. 75 % efter 14 dage, ca. 50 % efter 21 dage, ca. 25 % efter 28 dage. Fuldt resorberet efter 50 - 76 dage. Beregnet til brug i blødt væv og/eller ligation, fascier, muskler, bugvæg, ledkapsler, hulorganer, uterus etc. Vicryl fås i forskellige størrelser, med forskellige nåletyper og som farvet/ufarvet. Enkelte versioner af Vicryl, tiltænkt oftalmologisk brug, findes som monofilament.

STERILE

## Specifikationer

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sutur                                                       |
| Varemærke                        | Vicryl                                                      |
| Features                         | 2-0, FS-1 nål, ufarvet, multifil resorberbar, V443H, steril |
| Længde/dybde                     | 70 cm                                                       |
| Certifikater                     | CE.                                                         |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse III                                                  |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                   |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                        |
| Holdbarhed, åbnet                | Ifølge udløbsdato                                           |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.            |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                  |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                           |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN            |
|-------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| pk    | 36 stk     | 14 cm  | 12 cm  | 6.8 cm | 30705031107896 |
| stk   | 1 stk      |        |        |        |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE