



Varenummer 228344

Sutur, Vicryl, 45cm, violet, 5-0, dobbel G-3 nål, multifil (flettet) resorberbar sutur (Polyglactin 910)



### Produktbeskrivelse

Vicryl er en syntetisk (polyglactin 910) resorberbar sutur. Flettet og coated for nemmere håndtering og bedre knudestabilitet. Den oprindelige trækstyrke er ca. 75 % efter 14 dage, ca. 50 % efter 21 dage, ca. 25 % efter 28 dage. Fuldt resorberet efter 50 - 76 dage. Beregnet til brug i blødt væv og/eller ligation, fascier, muskler, bugvæg, ledkapsler, hulorganer, uterus etc. Vicryl fås i forskellige størrelser, med forskellige nåletyper og som farvet/ufarvet. Enkelte versioner af Vicryl, tiltænkt oftalmologisk brug, findes som monofilament.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Vicryl
Sekundær farve	Violet
Features	5-0, dobbel G-3 nål, multifil (flettet) resorberbar sutur (Polyglactin 910)
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	14 cm	6 cm	6.7 cm	30705031086078
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.