


Varenummer 228347

Paracentesegreb, 12,5cm, rustfrit stål, rundt, til paracenteseblade



Produktbeskrivelse

Anvendes som greb til paracenteseblade.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Paracentesegreb
Features	Rundt, til paracenteseblade
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12.5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16.5 cm	2.8 cm	0.4 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.