



Varenummer 228353

Sutur, PDS II, 70cm, violet, 2-0, CP-1 nål, monofil, resorberbar, Z466H



Produktbeskrivelse

PDS II Sutur er en syntetisk monofilament resorberbar sutur, der generelt anvendes i blødt væv. Er særligt nyttige, når kombinationen af en absorberbar og forlænget sårunderstøtning er ønskelig. Trækstyrke PDS II sutur 3-0 og tykkere: 2 uger = 80%, 4 uger = 70%, 6 uger = 60%. Trækstyrke PDS II sutur 4-0 og tyndere: 2 uger = 60%, 4 uger = 40%, 6 uger = 35%. Forventes fuldt resorberet efter 182-238 dage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	PDS II
Sekundær farve	Violet
Features	2-0, CP-1 nål, monofil, resorberbar, Z466H
Længde/dybde	70 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	432 stk	14 cm	35,4 cm	26 cm	
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6,5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.