

Varenummer 228363

Sutur, Prolene, 75cm, blå, PP, 7-0, PS-1 MP nål, monofil, MPP2854H, steril



Produktbeskrivelse

Prolene er en syntetisk, monofilament, ikke-resorberbar sutur, fremstillet af polypropolene. Overfladen er meget glat, hvilket minimerer enhver friktion, når den passerer gennem væv. Dette giver også fremragende knudeevner. Prolene er tiltænkt til suturering i blødt væv og til lukning af hud.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Prolene
Farve	Blå
Features	7-0, PS-1 MP nål, monofil, MPP2854H, steril
Materiale	PP
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	432 stk	14 cm	35.4 cm	26 cm	
pk	36 stk	14 cm	11.7 cm	6.6 cm	30705031074488
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE