

Varenummer 228364

Sutur, Vicryl Rapid, 45cm, 3-0, FS-2 nål, ufarvet, multifil resorberbar, V2930H, steril



Produktbeskrivelse

Vicryl Rapid syntetisk (polyglactin 910) resorberbar sutur er den hurtigste absorberende sutur fra Ethicon. Flettet og coated for nemmere håndtering og bedre knudestabilitet. Vicryl Rapid bruges, når behovet for sårstøtte ikke strækker sig mere end 7-10 dage. Dette kan være i overfladisk blødt væv, hud eller slimhinde. I andre henseender er Vicryl Rapide og dens håndteringsfunktioner de samme som i den normale Vicryl-sutur. Strækstyrke efter 5 dage - 50%, 10-14 dage - 0%, Vicryl Rapid skønnes at være fuldt resorberet efter 42 dage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Vicryl
Vareserie	Rapid
Features	3-0, FS-2 nål, ufarvet, multifil resorberbar, V2930H, steril
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	432 stk	14 cm	35.4 cm	26 cm	
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.5 cm	30705031106592
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE