



Varenummer 228367

Sutur, Prolene, 45cm, blå, PP, 3-0, FS-1  
 nål, monofil, 8684H



## Produktbeskrivelse

Prolene er en syntetisk, monofilament, ikke-resorberbar sutur, fremstillet af polypropolene. Overfladen er meget glat, hvilket minimerer enhver friktion, når den passerer gennem væv. Dette giver også fremragende knudeevner. Prolene er tiltænkt til suturering i blødt væv og til lukning af hud.

## Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Sutur  |
| Varemærke                        | Prolene  |
| Farve                            | Blå  |
| Features                         | 3-0, FS-1 nål, monofil, 8684H                    |
| Materiale                        | PP   |
| Længde/dybde                     | 45 cm  |
| Certifikater                     | CE.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse III                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC  |
| Holdbarhed                       | 5 år   |
| Holdbarhed, åbnet                | Ifølge udløbsdato                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Aflleveres på miljøstation.                      |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde  | EAN            |
|-------|------------|--------|---------|--------|----------------|
| pk    | 36 stk     | 14 cm  | 11.2 cm | 6.5 cm | 30705031091393 |
| stk   | 1 stk      |        |         |        |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.