

Varenummer 228382

Sprøjte, BD Emerald, 2 ml, sort, 22G, med aftagelig kanyle, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet.

BD Emerald gør sig positivt bemærket ved at have reduceret ressourceforbrug kombineret med høj produktkvalitet. Sprøjterne fra BD Emerald har op til 30% mindre materiale end andre sprøjter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Emerald
Farve	Sort
Features	Med aftagelig kanyle
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	22G
Materiale	PP, rustfrit stål
Rumindhold, brutto	2 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	2000 stk	59.5 cm	40.5 cm	43.5 cm	
pk	100 stk	42 cm	17.2 cm	6.5 cm	30382903077282
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.