



Varenummer 228384

Sprøjte, BD Emerald, 2 ml, transparent, luer, centreret, 3 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet.

BD Emerald gør sig positivt bemærket ved at have reduceret ressourceforbrug kombineret med høj produktkvalitet. Sprøjterne fra BD Emerald har op til 30% mindre materiale end andre sprøjter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Emerald
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer, centreret, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	2 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3000 stk	59 cm	40.5 cm	43 cm	50382903077279
pk	100 stk	42 cm	11.5 cm	6.5 cm	30382903077275
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.