



Varenummer 228387

Taburet, Score Medical 6100 low, blå, skai, rundt sæde, højde 44 - 54 cm

Produktbeskrivelse

Kvalitets taburet med aluminiumsstel og sæde i skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder, som betjenes med ringen som når hele vejen rundt under sædet. Højden er justerbar i intervallet 44 - 54 cm, og passer til en arbejds højde på 65-80 cm. Rundt sæde Ø 40 Cm. Hjulbase Ø54 cm, med automatisk bremse, når hjulene ikke er vægtpåvirket

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Varemærke	Score
Vareserie	Medical 6100 low
Farve	Blå
Features	Rundt sæde, højde 44 - 54 cm
Materiale	Skai
Diameter	40 cm
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	66 cm	66 cm	20.5 cm	
stk	1 stk				