



Varenummer 228388

Taburet, Score Medical 6100 low, Ø40cm, blå, rundt sæde, 48-61 cm

Produktbeskrivelse

Stabil taburet med aluminiumsstel og sæde i mørkeblå skai. Nem at indstille i højden ved hjælp af gasfjeder. Højden er justerbar i intervallet 48-61 cm, og passer til en arbejdshøjde på 70-80 cm. Sædestørrelsen er Ø40 cm, og rundt. Hjulbasen er Alu. Ø54 cm, med 5 hjul for øget sikkerhed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Varemærke	Score
Vareserie	Medical 6100 low
Farve	Blå
Features	Rundt sæde, 48-61 cm
Materiale	Skai
Diameter	40 cm
Produkt- eller teststandarder	NEN EN-1335
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	65.6 cm	64.4 cm	21.6 cm	
stk	1 stk				