



## Produktdatablad

### Sutur, Vicryl, 70cm, violet

**Varenummer :** 228389  
**Version :** 01  
**Varegruppe :**  
**Forpakninger :** 36 stk = 1 pakke

Billede er på vej



Billede er på vej



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Sutur
<b>Varemærke:</b>	Vicryl
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Holdbarhed, åbnet:</b>	Ifølge udløbsdato
<b>Farve:</b>	violet
<b>Features:</b>	2-0, RB-1 plus nål, steril (flettet) resorberbar sutur (Polyglactin 910)
<b>Længde/dybde:</b>	70 cm
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Vicryl er beregnet til brug i blødt væv og/eller ligation.
<b>Opbevaringsinstruktioner:</b>	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Afliveres på miljøstation.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.