

Varenummer 228391

Sprøjte med kanyle, BD Plastipak, 1 ml, transparent, 27G, x3/8 – 0,40 x 10mm, påsat kanyle, 3 komponent, steril, engangs



Produktbeskrivelse

BD Plastipak sprøjte med fast kanyle har et minimalt restvolumen mellem kanyle og sprøjte, hvilket medfører flere fordele: mindre risiko for dannelse af luftbobler, ingen risiko for, at kanylen løsnes fra sprøjten, større sikkerhed ved administration. Den er forpakket i sterile forpakninger a' 10 stk og har en graduering på 0,01 ml.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte med kanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Plastipak
Sekundær farve	Transparent
Features	X3/8 – 0,40 x 10mm, påsat kanyle, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	27G
Materiale	PC, PP, rustfrit stål
Rumindhold, brutto	1 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	43.5 cm	18.5 cm	15 cm	50382903055024
pk	100 stk	17.3 cm	14 cm	8.5 cm	382903255023
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt