

Varenummer 228391

**Sprøjte med kanyle, BD Plastipak, 1 ml, transparent, 27G, x3/8 – 0,40 x 10mm, påsat kanyle, 3 komponent, steril, engangs**



## Produktbeskrivelse

BD Plastipak sprøjte med fast kanyle har et minimalt restvolumen mellem kanyle og sprøjte, hvilket medfører flere fordele: mindre risiko for dannelse af luftbobler, ingen risiko for, at kanylen løsnes fra sprøjten, større sikkerhed ved administration. Den er forpakket i sterile forpakninger a' 10 stk og har en graduering på 0,01 ml.



## Specifikationer

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                    | Sprøjte med kanyle                                                                       |
| Varemærke                            | BD                                                                                       |
| Vareserie                            | Plastipak                                                                                |
| Sekundær farve                       | Transparent                                                                              |
| Features                             | X3/8 – 0,40 x 10mm, påsat kanyle, 3 komponent, steril                                    |
| Engangs/flergangs                    | Engangs                                                                                  |
| Størrelse på injektionssprøjtekanyle | 27G                                                                                      |
| Materiale                            | PC, PP, rustfrit stål                                                                    |
| Rumindhold, brutto                   | 1 ml                                                                                     |
| Certifikater                         | CE                                                                                       |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)         | Klasse IIa                                                                               |
| Direktiver, lovgivning og regler     | 93/42/EEC                                                                                |
| Holdbarhed                           | 5 år                                                                                     |
| Opbevaringsinstruktioner             | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                             |
| Bortskaffelse af produkt             | Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. |
| Bortskaffelse af emballage           | Kan genbruges eller forbrændes.                                                          |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|--------|----------------|
| kll   | 500 stk    | 43.5 cm | 18.5 cm | 15 cm  | 50382903055024 |
| pk    | 100 stk    | 17.3 cm | 14 cm   | 8.5 cm | 382903255023   |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**STERILE**

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.