

Varenummer 228393

Luer-adapter, BD Vacutainer, transparent, steril, engangs



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer luer-adaptere er sterile anordninger med en ventil til flere prøver og er beregnet til brug sammen med et kateter eller hypodermisk kanyle for at opamle blod med BD Vacutainer blodprøvetagningsrør. De er også ideelle til brug sammen med alle hun-luer-beslag.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Luer-adapter
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Sekundær farve	Transparent
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	40.2 cm	15.5 cm	14.5 cm	50382903673006
pk	100 stk	12.5 cm	8 cm	7 cm	30382903673002
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt