



Varenummer 228615

Vævslim, Dermabond Mini, 0,36 ml,  
 violet, 2-Octyl Cyanoacrylate



### Produktbeskrivelse

Anvendes til at lime sårkanter sammen med, som alternativ til suturering eller stripsning. Skal lægges på i 3 lag, for optimal mikroantibakteriel beskyttelse (mod Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium). Der bør gå 10 sek. mellem påføring af lagene. Efter 2½ min. er vævslimen tør. Vævslimen danner en skorpe på såret, som falder af, af sig selv. Vævslimen er behagelig for den tilskadekomne i forhold til suturering og efterlader optimalt et tyndt, farveløst ar efter opheling.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vævslim
Varemærke	Dermabond
Vareserie	Mini
Sekundær farve	Violet
Features	2-Octyl Cyanoacrylate
Rumindhold, brutto	0.36 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	14.3 cm	6.3 cm	6 cm	20705031023250
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.