



Har du 5 minutter?



DERMABOND* steril, flydende hudlim

TOPICAL SKIN ADHESIVE (2-Octyl Cyanoacrylate)

- En hurtigere løsning end suturering
- Lokalbedøvelse ikke nødvendig
- Opbevaring under +30° celsius
- Vandfast og antimikrobiel barriere
- Stærk, fleksibel lukning af sårkanter efter 45-60 sek. Fuld styrke efter 2½ min.
- Kosmetisk flot sårheling efter 5-10 dage



BESKRIVELSE:

DERMABOND* topisk klæbemiddel til hud er et sterilt, flydende klæbemiddel, der indeholder en monomer (2-octylcyanoacrylat) formulering og farvestoffet D&C violet nr. 2. Det leveres i en engangsapplikator, der er pakket i en blisterpakning. Applikatoren består af en knusbar glasampul indeholdt i en plastikampul med en påsat applikatorspids. Når det flydende klæbemiddel påføres huden, er det en smule mere viskøst end vand og polymeriserer i løbet af nogle minutter.

INDIKATIONER:

DERMABOND* topisk klæbemiddel til hud er beregnet til topisk påføring med det formål at holde let approximerede sårkanter fra kirurgiske incisioner sammen, herunder punkturer fra mini-invasiv kirurgi og enkle, grundigt rensede traumatisk lacera-tioner. **DERMABOND*** kan anvendes sammen med, men ikke istedet for intradermal sutur.



ETHICON
a *Johnson & Johnson* company

Blokken 39 • 3460 Birkerød • Tlf. 45 94 82 00

DERMABOND*
TOPICAL SKIN ADHESIVE
2-Octyl Cyanoacrylate

*Trademark