

Varenummer 228631

EKG papir, Schiller, Z-fold, 60m x 21x28cm, lyserød, til Schiller AT-2, AT-2 plus, CS200 Thermo



Produktbeskrivelse

Anvendes til udskrivelse af EKG-undersøgelse, z-foldet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG papir
Varemærke	Schiller
Sekundær farve	Lyserød
Features	Til Schiller AT-2, AT-2 plus, CS200 Thermo
Længde/dybde	60 m
Bredde	21 cm
Højde	28 cm
Foldningsmetode	Z-fold
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	30.3 cm	24 cm	16 cm	4250123607372
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.