




Varenummer 228641

Tipp Cleaner, grå



Produktbeskrivelse

Til rengøring af koaguleret masse fra elektroder og knive af højfrekvent kirurgisk udstyr, som anvendes under en operation. Røntgentfaste. Med selvklæbende bagside. Pakket enkeltvis og steril.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tipp Cleaner
Farve	Grå
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 stk	22 cm	16.5 cm	5 cm	
pk	24 stk	22 cm	16 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.