



Varenummer 228644

EKG papir, Nihon Kodan , Z-fold, til 9110/9130/9132

Produktbeskrivelse

Anvendes til udskrivelse af EKG-undersøgelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG papir
Varemærke	Nihon Kodan
Features	Til 9110/9130/9132
Foldningsmetode	Z-fold
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	5 stk	22 cm	15 cm	9 cm	
stk	1 stk				