

Varenummer 228676

Elektrode, high temp. Fine tip



Produktbeskrivelse

Anvendes sammen med kaustik apparat, Bovie-Aaron change-a-tip. model fine tip

Specifikationer

Produktbetegnelse	Elektrode
Features	High temp. Fine tip
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	28 cm	12.3 cm	5 cm	10607151710115
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.