



Varenummer 228677

Peakflow-meter, Mini Wright, low, low range model, børn og ældre, 30-400 liter/min.



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af patientens maksimale ekspiratoriske flow. Peak-Flow er en indikation for hvor godt luften bevæger sig gennem lunger og luftveje. Individuelt kalibreret, stor målenøjagtighed. Leveres i beskyttende pakning med autoklaverbart mundstykke.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Peakflow-meter
Varemærke	Mini Wright
Model	Low
Features	Low range model, børn og ældre, 30-400 liter/min.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18 cm	8.8 cm	4 cm	5023323001658



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.