



Varenummer 228700

Kanyleboks, Uson, 500 ml, grå, 8-kantet, med skruelåg

Produktbeskrivelse

Kanylebøtten er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejainstitutioner til sikker bortskaffelse af kanyler og andre skarpe genstande. Skruelåget gør beholderen let at åbne/lukke og det gule låg indikerer, at den anvendes til kanyler og andre skarpe genstande. Beholderen er designet med en markeringsstreg 3 cm fra toppen som viser, at hertil må beholderen fyldes op med skarpe genstande og dermed opnås optimal sikkerhed for brugeren.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Farve	Grå
Features	8-kantet, med skruelåg
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	500 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	40 stk	58 cm	38.5 cm	17.5 cm	5703538370281
stk	1 stk				5709253001004