



Produktdatablad

Medicinrestbeholder m/låg - 1000 ml

Varenummer: 228701



Varedeklaration

40 stk = 1 kolli. 20 kolli = 1 palle. Produktbetegnelse: Medicin restbøtte. Varemærke: Uson. Farve: grå. Materiale: PP. Features: med skruelåg m. pakning. Højde: 24.2 cm. Diameter: 7 cm. Rumindhold, brutto: 1000 ml. Produktbeskrivelse: Medicinrestbøtten er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehinstitutioner til farligt affald. Skruelåget gør beholderen let at åbne/lukke og det røde låg indikerer, at den er til medicinrester. Beholderen er designet med en markeringsstreg 3 cm fra toppen som viser, at hertil må beholderen fyldes op med medicinrester, dermed opnås optimal sikkerhed for brugeren. . Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af produkt: Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.