



Varenummer 228703

Kanyleboks, Uson, 22cm, Ø23cm, 5000 ml, hvid spand med gult låg, rund

### Produktbeskrivelse

I forbindelse med sikker bortskaffelse af risikoaffald, som f.eks., sprøjter, kanyler, insulinnåle, skalpelblade m.m.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Features	Hvid spand med gult låg, rund
Materiale	PP
Højde	22 cm
Diameter	23 cm
Vægt, netto	310 g
Vægt, brutto	310 g
Rumindhold, brutto	5000 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	11.5 cm	11.5 cm	88 cm	5703538871634
stk	1 stk				5703538871610

