



5 liter USON kanylebeholder/skårspand

USON 5 liter kanylebeholder er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande – såsom sprøjter, skalpeller, kanyler mm.

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald.

Differentierede åbninger i låget guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter, kanyler mm.

- Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt og holdbart PP (polypropylene)
- Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (ISO 9001)
- Forskellige låg-design – alt efter anvendelse
- Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning
- Væsketæt samling mellem beholder og låg
- Standardfarverne er gennemfarvet gul, transparent gul, sort eller hvid
- Leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer
- Beholderne har UN-godkendelse nr. 3291

DIMENSIONER

Diameter (top): 21,00 cm

Højde: 19 cm

EMBALLERING

Pr. palle: 405 stk.

TILBEHØR

Metal-ophæng til væg og vogn



USON kanyleaftrækslåg

med stort hul og lovpligtige aftræk til kanyler og insulinpen. For permanent lukning skal flapperne bøjes nedad, inden de trykkes fast ned i revnerne



Klemlåg



Standard låg



Væggholder #5500



Vognholder #5500 + beslag #6000



Beslag #6000



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485