



Varenummer 228707

## Kanyleboks, Uson, 24,2cm, Ø7cm, 1000 ml, grå, 8-kantet, med skruelåg

### Produktbeskrivelse

Kanylebøtten er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæjser til sikker bortskaffelse af kanyler og andre skarpe genstande. Skruelåget gør beholderen let at åbne/lukke og det gule låg indikerer, at den anvendes til kanyler og andre skarpe genstande. Beholderen er designet med en markeringsstreg 3 cm fra toppen som viser, at hertil må beholderen fyldes op med skarpe genstande og dermed opnås optimal sikkerhed for brugeren.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Farve	Grå
Features	8-kantet, med skruelåg
Materiale	PP
Højde	24.2 cm
Diameter	7 cm
Rumindhold, brutto	1000 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	40 stk	59 cm	39.5 cm	29.5 cm	5703538379703
stk	1 stk				5709253001042