



USON PLAST A/S

Care for people

Safety containers and medical supplies for the health care sector

0,2 liter USON kanylebeholder



USON kanylebeholder 0,2 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejainstitutioner. Den beskedne størrelse gør beholderen velegnet som udstyr i såvel lægetasker som til ambulancetjenester.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande – såsom sprøjter, kanyler mm.

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald.

- Produktet fremstilles i Danmark af miljøvenligt, stærkt og holdbart PP (polypropylene)
- Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (ISO 9001)
- Låget leveres valgfrit med lille eller stor åbning
- Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning
- Væsketæt samling er sikret mellem beholder og låg
- Standardfarverne er gennemfarvet gul og transparent gul
- Beholderen leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer
- Beholderen kan leveres uden UN godkendelse (prisbillig løsning)



DIMENSIONER

Diameter (top): 4,70 cm
Højde: 13 cm

EMBALLAGE

Antal pr. karton: 100 stk.
Antal pr palle: 6.400 stk.



ISO 9001 · ISO 13485
Management System Certification
BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S



USON PLAST A/S is
certified by BVQI
according to DS/EN
ISO 9001 and 13485

USON PLAST A/S er et dansk selskab med mere end 40 års erfaring i udvikling, produktion og internationalt salg af produkter til sundheds-sektoren og medico-industrien. Vi har specialiseret os i fremstilling af engangsprodukter i plast til sygehuse, hjemmepleje og laboratorier samt underleverancer primært til medico-industrien.

USON PLAST A/S
Finlandsvej 9
5700 Svendborg
Danmark

Tel. (+45) 44 260 260
Fax. (+45) 44 261 261
uson@uson.dk
www.uson.dk