



Varenummer 228712

**Holder, Uson, 17x14x7,5cm, til 1500 og 2000 ml kanyleboks**

## Produktbeskrivelse

Holder væg-ophæng anvendes til Uson kanyleboks, kan monteres på vogn/bord med beslag 228739

## Specifikationer

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Holder                                                                                   |
| Varemærke                        | Uson                                                                                     |
| Features                         | Til 1500 og 2000 ml kanyleboks                                                           |
| Længde/dybde                     | 17 cm                                                                                    |
| Bredde                           | 14 cm                                                                                    |
| Højde                            | 7.5 cm                                                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                                                                            |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                             |
| Bortskaffelse af produkt         | Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                        |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 17 cm  | 14 cm  | 7.5 cm | 5709253000458 |